

Instrumento analizador POC por inmunofluorescencia FIA marca Wondfo, modelo Finecare Plus (China)



Especificaciones Técnicas

- Analizador POC. Test cuantitativos mediante inmunofluorescencia **(pag. 03)**
- Muestras sangre total no requiere centrifugación, plasma EDTA suero y orina. **(pag.07)**
- Equipo portátil para detección fluorescente para cuantificar la concentración de diferentes tipos de analitos en sangre humana o en orina.
- Medición mediante cartridge con control de reacción **(pag.06 e insertos de cada prueba)**
- Control interno de prueba por cada test para advertir error en la dispensación y validad prueba **(control interno FIA)**
- Calibración NO REQUERIDA, cargada en chip con datos ensayados en fabrica, por Lote. **(pag. 06)**
- Kit disponibles Troponina I, CK MB, Mioglobina, NT- PRO BNP **(LISTADO DE TECNICAS DISPONIBLES)**
- Ideal para paciente critico tiempo de técnica entre 3 y 15 min. **(LISTADO DE TECNICAS DISPONIBLES)**
- Disponible conexión a computado o red **(pag. 10 y 17)**
- Capacidad de almacenar hasta 30.000 resultados **(pag. 07)**
- Pantalla LED color sensible al tacto 8 pulgadas. **(pag.07)**
- Corriente: 100-240 Vac, 50-60Hz, 1.4-0.7 **(pag. (07)**
- Medidas: 270mm x 238 mm x 146 mm (LxWxH) **(pag. 07)**
- Peso: 2,8 Kg